


Кроличье Моноклональное Антитело Против Эзрина Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - P15311

Артикул: CM0003103



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против Эзрина для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Валидировано на образцах человека, нацелено на Эзрин (P15311), белок-линкер цитоскелета. Идеально подходит для исследований в области биологии эпителиальных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье mAb против Эзрина
Примечания/Альтернативные названия	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; Эзрин
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7430
GeneID	7430
Иммуноген	Синтетический пептид - синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 300-400 человеческого Эзрина (P15311).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	P15311
Молекулярная масса белка	69 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом