


Поликлональное Антитело Против Ezrin/Radixin/Moesin Для Вестерн-Блоттинга И Elisa - P15311 / P35241 / P26038

Артикул: CM0019318



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика, нацеленное на Ezrin, Radixin и Moesin (семейство ERM). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA; перекрестно реагирует с белками человека, мыши и крысы. Подходит для исследований мембрана-цитоскелет.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Ezrin/Radixin/Moesin Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CVL; CVIL; VIL2; HEL-S-105; DFNБ24; HEL70; IMD50; Ezrin/Radixin/Moesin
Вид	Человек
GeneID (Человек)	7430/5962/4478
GeneID	7430/5962/4478
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 487-586 белка Ezrin/Radixin/Moesin человека (NP_003370.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15311/P35241/P26038
Молекулярная масса белка	23-71 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом