

Поликлональное Антитело Anti-F13A1 Для Wb, If-P, Elisa - P00488

Артикул: CM0012896



введение

Кроличье поликлональное антитело против А-цепи фактора свертывания XIII (F13A1) для WB, IF-P, ELISA. Перекрестно реагирует с антигенами человека, мыши и крысы. Стабилизирует фибриновые сгустки посредством трансклутаминазной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	F13A1 Rabbit pAb
Примечания/синоним	F13A; F13A1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2162
GeneID	2162
Иммуноген	Рекомбинантный гибридный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 600-732 человеческого F13A1 (NP_000120.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00488
Молекулярная масса белка	83 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом