

Поликлональные Антитела Против F2RL3 Для Вб, Ифа - Q96Ri0

Артикул: CM0029989



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому рецептору 3, активируемому протеиназой (F2RL3/PAR4), для вестерн-блота (ВБ) и ИФА. Перекрестно реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Подходит для исследований сигнального пути тромбина и активации тромбоцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	F2RL3 кроличья пкА
Примечания/синонимы	PAR4; F2RL3
Вид	Человек
ID гена (человек)	9002
ID гена	9002
Иммуноген	Рекомбинантный белок Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность аминокислот 20-150 человеческого F2RL3 (NP_003941.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96Ri0
Молекулярная масса белка	41 кДа
Доставка	Холодильный пакет