

Кроличье Моноклональное Антитело Против F4/80 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - Q61549

Артикул: CM0005472

введение

Кроличье моноклональное антитело F4/80 для использования в Вестерн-блоттинге, IF-P, IHC-P, ELISA. Перекрестно реагирует с мышинными и крысиными образцами. Подходит для исследований биологии макрофагов, клеточной адгезии и развития регуляторных Т-клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело F4/80
Примечания/Альтернативные названия	Emr1; Ly71; F4/80; Grf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	2015
GeneID (Мышь)	13733
Иммуноген	Рекомбинантный белок мышинового F4/80
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом