

Кроличыи Поликлональные Антитела К F4/80 Для Вб, Иф/Икк, Ифа - Q61549

Артикул: CM0022110

введение

Кроличыи поликлональные антитела, нацеленные на мышиный F4/80 (EMR1) — адгезивный GPCR, специфичный для макрофагов. Валидированы для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Демонстрируют перекрестную реактивность с человеческим F4/80. Идеально подходит для исследований взаимодействия иммунных клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	F4/80 Rabbit pAb
Примечания/синонимы	Emr1; Ly71; F4/80; Gpf480; TM7LN3; DD7A5-7; EGF-TM7
Вид	Мышь
ID гена (человек)	2015
ID гена	13733
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 367–645 мышиногo F4/80 (NP_034260.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/ИКК, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	Q61549
Молекулярная масса белка	102 кДа
Доставка	Холодильный пакет