

Кроличья Поликлональная Антитело Против Fa2H Для Вб, Ифа — Q7L5A8

Артикул: CM0015859

введение

Кроличья поликлональная антитело, направленная против человеческой жирнокислотной 2-гидроксилазы (FA2H). Подходит для вестерн-блоттинга и ИФА, проявляет перекрестную реактивность с мышинным и крысиным гомологами. Поддерживает исследования в области метаболизма сфинголипидов, функции нервной ткани и формирования кожного барьера.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FA2H Rabbit pAb
Примечания/Алиасы	FAAH, FAH1, SCS7, SPG35, FAXDC1, FA2H
Вид	Человек
ID гена	79152 (Человек)
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 95–170 человеческого FA2H (NP_077282.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	Q7L5A8
Молекулярная масса белка	43кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом