

Кроличыи Поликлональные Антитела Anti-Faah1 Для Вб, Ифа - 000519

Артикул: CM0015101

введение

Высококачественные кроличьи поликлональные антитела против амидгидролазы жирных кислот 1 (FAAH1), валидированные для вестерн-блота и ИФА. Реагируют с FAAH1 человека и мыши. Идеально подходят для исследований эндоканнабиноидной системы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAAH1 кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Синонимы	PSAB; FAAH-1; FAAH1
Вид	Человек
ID гена	2166
Иммуноген	Рекомбинантный слитный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 450-579 FAAH1 человека (NP_001432.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	000519
Молекулярная масса белка	63 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом