

Поликлональное Антитело Против Faah2 Для Вестерн-Блоттинга, If/Icc, Elisa - Q6Gmr7

Артикул: CM0024405

введение

Кроличье поликлональное антитело к FAAH2 для применений в Вестерн-блоттинге, иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC) и ELISA. Определяет FAAH2 человека, мыши, крысы. Подходит для исследований липидного метаболизма, эндоканнабиноидной сигнализации и амидазной активности.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb к FAAH2
Примечания/Альтернативные названия	AMDD; FAAH2
Вид	Человек
ID гена	158584
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 323-532 человеческого FAAH2 (NP_777572.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6GMR7
Молекулярная масса белка	58 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом