

Поликлональные Антитела Против Fabp1 Для Wb, If/Icc, Elisa - P07148

Артикул: CM0019326



введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FABP1, валидированные для WB, IF/ICC и ELISA. Обнаруживают белок, связывающий жирные кислоты печени, человека, мыши и крысы. Идеальны для изучения метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FABP1; FABPL; L-FABP; белок, связывающий жирные кислоты 1
Вид	Человек
GeneID (человек)	2168
GeneID	2168
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FABP1 (NP_001434.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07148
Молекулярный вес белка	14кДа
Доставка	Сумка со льдом