

Кроличье Моноклональное Антитело Против Fabp1 Для Вестерн-Блоттинга - P07148

Артикул: CM0003570



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого FABP1 (L-FABP), подходит для вестерн-блоттинга (WB), иммунофлуоресценции/иммуноцитохимии (IF/ICC), иммунофлуоресценции на парафиновых срезах (IF-P) и ELISA. Определяет FABP1 в образцах человека, мыши и крысы. Участвует во внутриклеточном транспорте липидов и захвате холестерина.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP1 Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	FABPL; L-FABP; FABP1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2168
ID гена	2168
Иммуноген	Синтетический пептид (синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FABP1 (P07148))
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), иммунофлуоресценция/иммуноцитохимия (IF/ICC), иммунофлуоресценция на парафиновых срезах (IF-P), иммуноферментный анализ (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07148
Молекулярная масса белка	14 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом