

Кроличья Поликлональная Антитело Anti-Fabp1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Исс, Ифа - P07148

Артикул: CM0028745



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FABP1 (L-FABP) для обнаружения методом Вестерн-блоттинга, ИФ/ИСС и ИФА. Перекрестно реагирует с мышами и крысами. Подходит для изучения метаболизма липидов и функции печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP1 кролика pAb
Примечания/Псевдоним	FABPL; L-FABP; FABP1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2168
GeneID	2168
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-127 человеческого FABP1 (NP_001434.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P07148
Молекулярный вес белка	14 кДа
Доставка	В ледяном пакете