

Поликлональное Антитело Против Fabp12 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - A6Nfh5

Артикул: CM0025921

введение

Поликлональное антитело кролика против FABP12, валидированное для Вестерн-блоттинга и ИФА. Распознает человеческий и крысиный FABP12, белок транспорта липидов, экспрессируемый в ретинобластоме. Идеально для исследований липидного метаболизма и онкологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Поликлональное антитело кролика против FABP12
Примечания/Альтернативные названия	FABP12
Вид	Человек
GeneID (Человек)	646486
GeneID	646486
Иммуноген	Рекомбинантный фузионный белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого FABP12 (NP_001098751.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	A6NFH5
Молекулярная масса белка	16 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом