


Кроличье Поликлональное Антитело Против Fabp3 Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах (If-P), Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах (Ihc-P), Elisa - P05413

Артикул: CM0028565



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FABP3, также известного как H-FABP или MDGI. Валидировано для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Реагирует с человеческим и мышиным белком. Молекулярная масса: 15 кДа.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP3 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	MDGI; FABP11; H-FABP; M-FABP; O-FABP; FABP3
Вид	Человек
GeneID	2170
Иммуноген	Рекомбинантный белок
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	P05413
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом