


Моноклональное Антитело Против Fabp4 Для Вестерн-Блоттинга, If-P, Ihc-P, Elisa - P15090

Артикул: CM0012760



введение

Кроличье моноклональное антитело против человеческого FABP4 (адипоцитарного жирнокислотного связывающего белка), валидированное для Вестерн-блоттинга, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований транспорта липидов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP4 Rabbit mAb
Примечания/Альтернативные названия	aP2; ALBP; AFABP; A-FABP; HEL-S-104; FABP4
Вид	Человек
GeneID (человек)	2167
GeneID	2167
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 2-132 человеческого FABP4 (NP_001433.1).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15090
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом