


Поликлональное Антитело К Fabp4 Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции На Парафиновых Срезах, Иммуногистохимии На Парафиновых Срезах, Ифа - P15090

Артикул: CM0014080



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FABP4 (адипоцитарного белка, связывающего жирные кислоты, аР2). Валидировано для Вестерн-блоттинга, иммунофлуоресценции на парафиновых срезах, иммуногистохимии на парафиновых срезах, ИФА; перекрестно реагирует с мышинным и крысиным белком. Идеально для исследований транспорта липидов и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP4 Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	аР2; ALBP; AFABP; А-FABP; HEL-S-104; FABP4
Вид	Человек
Gene ID (Human)	2167
Gene ID	2167
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого FABP4 (NP_001433.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунофлуоресценция на парафиновых срезах, иммуногистохимия на парафиновых срезах, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P15090
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	В пакете со льдом