


Моноклональное Антитело Кролика Против Fabp5 Для Вб, Игх, Иф, Ифа — Q01469

Артикул: CM0004725



введение

Моноклональное антитело кролика против FABP5, валидированное для ВБ, ИФ/МКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА в пробах человека, мыши и крысы. Переносчик длинноцепочечных жирных кислот и эндоканнабиноидов; участвует в воспалении и дифференцировке кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика против FABP5
Примечания/алиасы	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP
Вид	Человек
GeneID	2171
Иммуноген	Рекомбинантный сливающийся белок, содержащий последовательность аминокислот 1-135 человеческого FABP5 (NP_001435.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, ИФ/МКК, ИФ-П, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q01469
Молекулярная масса белка	15 кДа
Доставка	Сумка-холодильник со льдом