


Анти-Fabp5 Поликлональные Антитела Кролика Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q01469

Артикул: CM0015443



введение

Поликлональные антитела кролика против человеческого FABP5 (E-FABP), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обнаруживают человеческий, мышинный и крысиный FABP5; внутриклеточный переносчик жирных кислот, участвующий в воспалении и дифференцировке кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FABP5 кролик rAb
Примечания/Псевдоним	EFABP; KFABP; E-FABP; PA-FABP; RA-FABP; FABP5
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2171
ID гена	2171
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-100 человеческого FABP5 (NP_001435.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01469
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом