


Кроличье Поликлональное Антитело Против Fabp5 Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Иф/Икц, Ифа - Q01469

Артикул: CM0024740



введение

Высококачественное кроличье поликлональное антитело против человеческого FABP5 (E-FABP), валидированное для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П, ИФ/ИКЦ и ИФА на образцах человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта жирных кислот, воспаления и дифференцировки кератиноцитов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против FABP5
Примечания/Альтернативные названия	EFABP; KFABP; E-FABP; PAFABP; PA-FABP; FABP5
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2171
GeneID	2171
Иммуноген	Рекомбинантный белок / Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-135 человеческого FABP5 (NP_001435.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), Иммуногистохимия на парафиновых срезах (IHC-P), Иммуофлуоресценция/Иммуноцитохимия (IF/ICC), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q01469
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В сумке со льдом