


Поликлональные Кроличьи Антитела К Fabp6 Для Wb, If-P, Ифа — P51161

Артикул: CM0028557



введение

Кроличьи поликлональные антитела к человеческому FABP6 (Гастротропин/ILBP), валидированные для вестерн-блота, иммунофлуоресценции и ИФА. Реагируют с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходят для исследований метаболизма желчных кислот в энтерогепатической системе и апоптоза при раке толстой кишки.

[Узнать больше](#)

Параметр	Характеристика
Название продукта	FABP6 кроличьи pAb
Примечания/Синонимы	ILBP; I-15P; I-BAP; ILBP3; ILLBP; I-BABP; I-BALB; FABP6
Вид	Человек
GeneID	2172
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-128 человеческого FABP6 (NP_001436.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P51161
Молекулярная масса белка	14 кДа
Доставка	Холодильный пакет