


Антитело Кролика Поликлональное Против Fabp7 Для Wb, If/Icc, Elisa - O15540

Артикул: CM0017836



введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого FABP7 (BLBP, B-FABP). Валидировано для WB, IF/ICC, ELISA. Реагирует с человеческим и крысиным белками. Обнаруживает белок, связывающий липиды мозга, массой 15 кДа, необходимый для развития ЦНС. Подходит для исследований в области нейробиологии и метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP7 Rabbit pAb
Примечания/Псевдонимы	MRG; BLBP; FABPB; B-FABP; FABP7
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2173
GeneID	2173
Иммуноген	Рекомбинантный белок-слияние, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого FABP7 (NP_001437.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Крыса
SWISS	O15540
Молекулярный вес белка	15kDa
Доставка	Сумка со льдом