


Анти-Fabpi (I-Fabp) Кроличий Моноклональный Антитело Для Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P12104

Артикул: CM0007881



введение

Высококачественное кроличье моноклональное антитело против человеческого FABPI (I-FABP), валидированное для WB, IF-P, IHC-P и ELISA. Перекрестная реакция с мышью и крысой. Идеально подходит для исследований кишечного транспорта жирных кислот и метаболизма.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	FABPI кроличье mAb
Примечания/Псевдоним	FABPI; I-FABP
Вид	Человек
GeneID (Человек)	2169
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий аминокислотам 1-100 человеческого FABPI (P12104)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	P12104
Молекулярный вес белка	15кДа
Доставка	Сумка со льдом