


Поликлональное Антитело Против Fabp1 Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - P12104

Артикул: CM0024084



введение

Высококачественное поликлональное антитело кролика против человеческого FABP1 (I-FABP), валидированное для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Детектирует кишечный белок, связывающий жирные кислоты, человека, мыши и крысы. Идеально для исследований транспорта липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FABP1 Кроличье pAb
Примечания/Алиасы	FABP1; I-FABP
Вид	Человек
ID гена (Человек)	2169
ID гена	2169
Иммуноген	Рекомбинантный белок; Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-132 человеческого FABP1 (NP_000125.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P12104
Молекулярная масса белка	15 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом