


Поликлональное Антитело Anti-Factor IX / F9 Для Wb, If-P, Elisa - P00740

Артикул: CM0022917



введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого фактора IX (F9, FIX, фактора Кристмаса). Валидировано для WB, IF-P, ELISA; перекрёстно реагирует с мышью и крысой. Подходит для исследований коагуляции и разработки диагностических анализов гемостаза.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb против фактора IX / F9
Примечания/синонимы	FIX; P19; PTC; NEMB; THPN8; F9 p22; Factor IX / F9
Вид	Человек
GeneID (человек)	2158
Иммуноген	Рекомбинантный белок (рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 29-192 человеческого фактора IX / F9 (NP_000124.1))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF-P, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P00740
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом