


Моноклональное Антитело Против Fadd Для Wb, Ihc-P, Ифа — Q61160

Артикул: CM0002075



введение

Изучайте роль FADD в апоптозе и врожденном иммунитете с помощью этого валидированного кроличьего моноклонального антитела, идеально подходящего для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии парафиновых срезов (ИHC-P) и ИФА на образцах человека, мыши и крысы.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FADD кроличье мАнт
Примечания/алиасы	Mort1/FADD; FADD
Вид иммуногена	Мышь
GeneID (человек)	8772
GeneID (мышь)	14082
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 1–205 мышиного FADD (NP_034305.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ИHC-P, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q61160
Молекулярная масса белка	23 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом