


Поликлональное Антитело К Fadd Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Иф-П, Ифа - Q61160

Артикул: CM0021085



введение

Кроличье поликлональное антитело, нацеленное на FADD (Mort1/FADD), полученное против мышиного FADD (аа 1-205). Подходит для Вестерн-блоттинга, иммунопреципитации, иммунофлуоресценции на пермеабилizированных клетках, ИФА; перекрестно реагирует с белком человека, мыши, крысы. Ключевой адаптерный белок DISC в апоптозе и врожденном иммунитете.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FADD Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	Mort1/FADD; FADD
Вид	Мышь
GeneID (Человек)	8772
GeneID	14082
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-205 мышиного FADD (NP_034305.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, иммунопреципитация, иммунофлуоресценция на пермеабилizированных клетках, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q61160
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом