


Кроличье Моноклональное Антитело Против Fadd Для Вестерн-Блоттинга, Ифа - Q13158

Артикул: CM0003117



введение

Кроличье моноклональное антитело, нацеленное на человеческий белок FADD (GIG3/MORT1), валидировано для применения в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально для исследований апоптоза и врожденного иммунитета. - Q13158

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье моноклональное антитело к FADD
Примечания/Альтернативные названия	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Вид	Человек
GeneID (Человек)	8772
GeneID	8772
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 20-150 человеческого белка FADD (Q13158).
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q13158
Молекулярная масса белка	23 кДа
Условия доставки	В термоконтейнере со льдом