


Кроличья Поликлональная Антитело Против Fadd Для Вестерн-Блоттинга, Ип, Ифа - Q13158

Артикул: CM0028429



введение

Кроличья поликлональная антитело против человеческого FADD (белок, содержащий домен смерти, ассоциированный с FAS). Валидировано для Вестерн-блоттинга (WB), Иммунопреципитации (IP) и ИФА (ELISA); перекрестно реагирует с FADD мыши и крысы. Полезно для исследований апоптоза, сигнальных путей рецепторов смерти и врожденного иммунитета.

[Узнать больше](#)

Спецификация	Детали
Название продукта	FADD Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	GIG3; IMD90; MORT1; FADD
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8772
ID гена	8772
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-208 человеческого FADD (NP_003815.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IP, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q13158
Молекулярный вес белка	23кДа
Доставка	Сумка со льдом