

Кроличыи Поликлональные Антитела K Anti-Fads1 Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60427

Артикул: CM0023754

введение

Кроличыи поликлональные антитела против человеческого FADS1 (дельта-5 десатураза) для Вестерн-блоттинга и ИФА. Валидированы на человеке, мыши, крысе. Участвуют в метаболизме полиненасыщенных жирных кислот и воспалительном ответе; идеально подходят для исследований метаболизма липидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FADS1 кролик pAb
Примечания/Псевдоним	D5D, TU12, FADS6, FADSD5, LLCDL1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3992
GeneID	3992
Иммуноген	Синтетический пептид в пределах аминокислот 100-200 человеческого FADS1 (NP_037534.3)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60427
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом