

Поликлональное Антитело Против Fads2 Для Wb И Elisa — 095864

Артикул: CM0020138

введение

Кроличье поликлональное антитело против FADS2 валидировано для WB и ELISA и нацелено на десатуразу жирных кислот 2 человека (095864) — ключевой фермент биосинтеза высоконенасыщенных жирных кислот (HUFA). Идеально подходит для исследований метаболизма и дерматологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье поликлональное антитело против FADS2
Примечания/синонимы	D6D; DES6; TU13; FADSD6; LLCDL2; SLL0262; FADS2
Вид	Человек
GeneID (человек)	9415
GeneID	9415
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 1-100 человеческого FADS2 (NP_004256.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	095864
Молекулярная масса белка	52 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом