

Кроличье Поликлональное Антитело Против Fads3 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q9Y5Q0

Артикул: CM0027916

введение

Кроличье pAb FADS3 — это поликлональное антитело, полученное против рекомбинантного белка FADS3. Оно детектирует FADS3 человека, мыши и крысы и применяется в Вестерн-блоттинге и ИФА. Идеально подходит для изучения десатуразы жирных кислот 3 в метаболизме сфинголипидов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличье pAb FADS3
Примечания/Альтернативные названия	CYB5RP; LLCDL3; FADS3
Вид	Человек
GeneID (Человек)	3995
GeneID	3995
Иммуноген	Рекомбинантный белок, соответствующий аминокислотам 1-130 человеческого FADS3 (NP_068373.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9Y5Q0
Молекулярная масса белка	51 кДа
Доставка	В пакете со льдом