


Антитела Кролика Против Faf1 (Поликлональные) Для Wb, IHC-P, Elisa - Q9Unn5

Артикул: CM0028595



введение

CamelBio предлагает поликлональные кроличьи антитела против FAF1 для WB, IHC-P, ELISA. Перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными белками; обнаруживает полосу 74 кДа. Полезны для исследований апоптоза, репликации ДНК и ядерных белков.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAF1 Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	hFAF1, CGI-03, HFAF1s, UBXD12, UBXN3A, FAF1
Вид	Человек
ID гена (Человек)	11124
ID гена	11124
Иммуноген	Синтетический пептид человеческого FAF1
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9UNN5
Молекулярный вес белка	74кДа
Доставка	Сумка со льдом