


## Поликлональное Антитело Кролика Против Faf2 Для Wb, If/Icc, Elisa — Q96Cs3

Артикул: CM0019608



### введение

Поликлональное антитело кролика против FAF2, валидированное для WB, IF/ICC и ELISA. Распознаёт FAF2 человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований ERAD, липидных капель и стрессовых гранул.

[Узнать больше](#)

| Параметр                  | Значение                                    |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Название продукта         | Поликлональное антитело кролика против FAF2 |
| Примечания/синонимы       | ETEA; UBXD8; UBXN3B; FAF2                   |
| Вид                       | Человек                                     |
| ID гена (человек)         | 23197                                       |
| ID гена                   | 23197                                       |
| Иммуноген                 | Рекомбинантный белок                        |
| Источник                  | Кролик                                      |
| Категория                 | Поликлональные антитела                     |
| Применение                | WB, IF/ICC, ELISA                           |
| Перекрёстная реактивность | Человек, мышь, крыса                        |
| SWISS                     | Q96CS3                                      |
| Молекулярная масса белка  | 53 кДа                                      |
| Условия транспортировки   | Пакет со льдом                              |