

Поликлональные Антитела Anti-Fah Для Вестерн-Блоттинга (Wb), Иф/Мфк (If/Icc), Ифа (Elisa) - P16930

Артикул: CM0025477

введение

Поликлональные антитела Anti-FAH (Кролик), валидированные для WB, IF/ICC, ELISA на образцах человека, мыши и крысы. Нацелены на фумарилацетоацетатгидролазу, ключевой фермент катаболизма тирозина. Идеально подходят для исследований метаболических нарушений.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAH Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	FAH
Вид	Человек
ID гена	2184
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-419 человеческого FAH (NP_000128.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IF/ICC, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	P16930
Молекулярный вес белка	46 кДа
Доставка	В ледяном пакете