

Моноклональное Антитело Кролика Anti-Fah Для Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa — P16930

Артикул: CM0010552

введение

Моноклональное антитело кролика, специфичное к человеческому FАН (фумарилацетоацетазе), валидированное для WB, IHC-P, IF/ICC и ELISA. Перекрёстно реагирует с белками мыши и крысы. Подходит для изучения метаболизма тирозина и заболеваний печени/почек.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональное антитело кролика к FАН
Вид	Человек
GeneID	2184
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1–419 человеческого FАН (NP_000128.1)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16930
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом