

Поликлональное Антитело Anti-Fah Rabbit Для Wb, Elisa - P16930

Артикул: CM0015210

введение

FAN Rabbit pAb представляет собой поликлональное антитело, полученное у кролика против полноразмерного человеческого FAN. Валидировано для WB и ELISA, перекрёстно реагирует с FAN человека, мыши и крысы. Идеально подходит для изучения катаболизма тирозина и заболеваний печени.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAN Rabbit pAb
Примечания/псевдоним	FAN
Вид	Человек
GeneID (человек)	2184
GeneID	2184
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-419 человеческого FAN (NP_000128.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	P16930
Молекулярная масса белка	46 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом