


Анти-Faim3 Кроличьи Поликлональные Антитела Для Вестерн-Блоттинга (Wb) И Ифа (Elisa) - O60667

Артикул: CM0030545



введение

Аффинно-очищенные кроличьи поликлональные антитела против человеческого FAIM3 (TOSO, FcμR), валидированные для Вестерн-блоттинга (WB) и ИФА (ELISA). Перекрестная реакция с мышью и крысой; целевая молекулярная масса 43 кДа. Идеальны для изучения биологии рецептора IgM в В-клетках.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAIM3 кроличьи pAb
Примечания/Псевдоним	TOSO; FAIM3; FcμR
Вид	Человек
ID гена (Человек)	9214
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 18-251 человеческого FAIM3 (NP_005440.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	O60667
Молекулярный вес белка	43kDa
Доставка	Сумка со льдом