


Кроличья Моноклональная Антитело Против Fak (Киназа Фокальных Адгезий) Для Вб, If/Icc, Ифа — Q05397

Артикул: CM0003534



введение

Высококачественная кроличья моноклональная антитела, нацеленная на человеческую FAK (киназа 1 фокальных адгезий), валидирована для ВБ, IF/ICC, ИФА. Реагирует с образцами человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований адгезии и миграции клеток.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Моноклональная антитела кролика к FAK
Примечания/Алиасы	FAK; FADK; FAK1; FRNK; FADK 1; PPP1R71; p125FAK; pp125FAK
Вид	Человек
GeneID (человек)	5747
GeneID	5747
Иммуноген	Синтетический пептид
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	ВБ, IF/ICC, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q05397
Молекулярная масса белка	119 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом