

Поликлональные Антитела Против Fam107A Для Вб, Ифа - 095990

Артикул: CM0020310

введение

Кроличьи поликлональные антитела против человеческого FAM107A (DRR1/TU3A), валидированные для Вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с мышиными и крысиными гомологами. Идеально подходят для изучения динамики актина, синаптической функции и онкологических процессов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM107A кроличьи поликлональные антитела
Примечания/Алиасы	DRR1; TU3A; FAM107A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	11170
GeneID	11170
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого FAM107A (NP_009108.1).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	095990
Молекулярная масса белка	17 кДа
Доставка	Холодовая упаковка