

Анти-Fam107A Пол Клональные Кроличьи Антитела Для Wb, Elisa - O95990

Артикул: CM0019921

введение

Поликлональные кроличьи антитела, направленные против человеческого FAM107A. Подходят для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестно реагируют с человеческим и мышинным белками. Идеальны для изучения динамики актина, синаптических функций и путей, связанных с опухолями.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM107A кролик pAb
Примечания/Псевдоним	DRR1; TU3A; FAM107A
Вид	Человек
ID гена	11170
Иммуноген	Рекомбинантный белок слияния, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-144 человеческого FAM107A (NP_009108.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь
SWISS	O95990
Молекулярный вес белка	17кДа
Доставка	Сумка со льдом