

Кроличья Поликлональная Антитела Против Fam117A Для Вестерн-Блоттинга, Игх-П, Ифа - Q9C073

Артикул: CM0020526

введение

Эти кроличьи поликлональные антитела нацелены на FAM117A, белок, индуцируемый С/ЕВР, и валидированы для Вестерн-блоттинга, ИГХ-П и ИФА. Они перекрестно реагируют с человеческим, мышинным и крысиным белками, что делает их идеальными для изучения функции белка в различных сигнальных контекстах.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	Кроличья pAb против FAM117A
Вид	Человек
ID гена (человек)	81558
ID гена	81558
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 110-240 человеческого FAM117A (NP_110429.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг, ИГХ-П, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q9C073
Молекулярная масса белка	48 кДа
Доставка	В пакете со льдом