

Антитело Кролика Против Fam120A (Поликлональное) Для Вестерн-Блоттинга, Ивф - Q9Nzb2

Артикул: CM0021207

введение

Поликлональное антитело кролика, направленное против человеческого белка FAM120A (OSSA/C9orf10), подходящее для Вестерн-блоттинга (WB) и иммуноферментного анализа (ELISA). Обнаруживает мембранный скаффолдный белок размером ~122 кДа, участвующий в передаче сигналов окислительного стресса, метаболизме РНК и регуляции липогенных генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM120A Rabbit pAb
Примечания/Псевдоним	OSSA; C9orf10; HBVPTPAP; FAM120A
Вид	Человек
Идентификатор гена (GeneID)	23196
Иммуноген	Рекомбинантный белок (Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-140 человеческого FAM120A (NP_055427.2))
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q9NZB2
Молекулярный вес белка	122 кДа
Доставка	Сумка со льдом