

Поликлональное Антитело Против Fam127A/Rtl8C Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - A6Zki3

Артикул: CM0017862

введение

Кроличье поликлональное антитело против человеческого FAM127A/RTL8C, валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестно реагирует с мышиным и крысиным белком. Идеально для исследований по детекции ретротранспозонного Gag-подобного белка.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM127A Кроличье pAb
Примечания/Альтернативные названия	CXX1; Mar8; MAR8C; Mart8; SIRH5; MART8C; FAM127A
Вид	Человек
ID гена (Человек)	8933
Иммуноген	Рекомбинантный фьюжн-белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 1-113 человеческого FAM127A (NP_001071639.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	A6ZKI3
Молекулярная масса белка	13 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом