

## Кроличье Поликлональное Антитело Против Fam127B Для Вестерн-Блоттинга, Иммунофлуоресценции/Ицх, Ифа - Q9Bwd3

Артикул: CM0022414

### введение

Кроличье поликлональное антитело против FAM127B (RTL8A/CXX1B/MAR8A), полученное с использованием рекомбинантного полноразмерного белка. Подходит для Вестерн-блоттинга, Иммунофлуоресценции/ИЦХ, ИФА в образцах человека и мыши.

[Узнать больше](#)

| Параметр                           | Значение                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------|
| Название продукта                  | Кроличье pAb против FAM127B                    |
| Примечания/Альтернативные названия | CXX1b; MAR8A; SIRH6; FAM127B                   |
| Вид                                | Человек                                        |
| GeneID (Человек)                   | 26071                                          |
| GeneID                             | 26071                                          |
| Иммуноген                          | Рекомбинантный белок                           |
| Источник                           | Кролик                                         |
| Категория                          | Поликлональные антитела                        |
| Применение                         | Вестерн-блоттинг, Иммунофлуоресценция/ИЦХ, ИФА |
| Перекрестная реактивность          | Человек, Мышь                                  |
| SWISS                              | Q9BWD3                                         |
| Молекулярная масса белка           | 13 кДа                                         |
| Условия доставки                   | В пакете со льдом                              |