

Анти-Fam155B Поликлональные Антитела Кролика Для Wb, Elisa - O75949

Артикул: CM0018740

введение

Поликлональные антитела кролика, направленные против человеческого FAM155B (NALF2/TED). Валидированы для вестерн-блоттинга и ИФА; перекрестная реакция с мышью и крысой. Поставляются для исследований ионных каналов и нейробиологии.

[Узнать больше](#)

Параметр	Спецификация
Название продукта	FAM155B кролик pAb
Примечания/Псевдоним	TED; TMEM28; CXorf63; FAM155B; bB57D9.1
Вид	Человек
GeneID (Человек)	27112
GeneID	27112
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в пределах аминокислот 400-472 человеческого FAM155B (NP_056501.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Мышь, Крыса
SWISS	O75949
Молекулярный вес белка	52кДа
Доставка	Сумка со льдом