

Поликлональное Антитело Anti-Fam160B2 Для Вестерн-Блоттинга И Ифа - Q86V87

Артикул: CM0026757

введение

Кроличье поликлоральное антитело, направленное против человеческого FAM160B2 (FHIP2B/RAI16), подходит для Вестерн-блоттинга и ИФА. Обладает перекрестной реактивностью с белками человека, мыши и крысы. Полезно для исследования сигнальных путей MAPK/ERK и TGFβ.

[Узнать больше](#)

Параметр	Описание
Название продукта	FAM160B2 кроличье поликлональное антитело
Примечания/Альясы	FAI16; RAI16; FAM160B2; RAM160B2
Вид	Человек
GeneID	64760
Иммуноген	Синтетический пептид Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 420-520 человеческого FAM160B2 (NP_073586.5).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	Вестерн-блоттинг (WB), ИФА (ELISA)
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q86V87
Молекулярная масса белка	82 кДа
Доставка	Сумка-холодильник с льдом