

Поликлональное Антитело К Fam173В Для Вестерн-Блоттинга И Ифа — Q6P4H8

Артикул: CM0027342

введение

Кроличье поликлональное антитело к человеческому FAM173B (АТФ-синтаза субъединица С лизин N-метилтрансфераза). Валидировано для Вестерн-блоттинга и ИФА, перекрестная реакция с человеческими, мышиными и крысиными образцами. Идеально подходит для исследований митохондриального метилирования и хронической боли.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM173B кроличье поликлональное антитело
Примечания/Алиасы	J5-2; FAM173B; hFAM173B
Вид	Человек
ID гена (человек)	134145
ID гена	134145
Иммуноген	Рекомбинантный сливающий белок, содержащий последовательность аминокислот 1-233 человеческого FAM173B (NP_954584.2)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	ВБ, ИФА
Перекрестная реактивность	Человек, Мышь, Крыса
SWISS	Q6P4H8
Молекулярная масса белка	26кДа
Доставка	Холодопак