


Поликлональное Антитело Кролика Anti-Fam208A Для Wb, Elisa — Q9Uk61

Артикул: CM0012949



введение

Поликлональное антитело кролика Anti-FAM208A, валидированное для WB и ELISA. Нацелено на человеческий TASOR — ключевой компонент комплекса HUSH, участвующий в эпигенетическом подавлении ретротранспозонов. Идеально подходит для исследований хроматина и регуляции генов.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM208A Rabbit pAb
Примечания/синонимы	RAP140; TASOR1; se89-1; C3orf63; FAM208A
Вид	Человек
GeneID (человек)	23272
GeneID	23272
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность, соответствующую аминокислотам 700–1000 человеческого FAM208A (NP_001106207.1)
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрёстная реактивность	Человек
SWISS	Q9UK61
Молекулярная масса белка	189 кДа
Условия транспортировки	Пакет со льдом