


Моноклональное Антитело Против Fam20A Для Вестерн-Блоттинга - Q96Mk3

Артикул: CM0006726



введение

Кроличье моноклональное антитело FAM20A для Вестерн-блоттинга (WB) и ELISA. Распознает человеческую псевдокиназу FAM20A, регулятор биоминерализации. Идеально для исследований развития зубов и минерализации.

[Узнать больше](#)

Параметр	Значение
Название продукта	FAM20A Кроличье mAb
Примечания/Альтернативные названия	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Вид	Человек
GeneID (Человек)	54757
GeneID	54757
Иммуноген	Синтетический пептид, соответствующий последовательности в области аминокислот 442-541 человеческого FAM20A (NP_060035.2)
Источник	Кролик
Категория	Моноклональные антитела
Применение	WB, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек
SWISS	Q96MK3
Молекулярная масса белка	61 кДа
Условия доставки	В пакете со льдом