


Кроличья Поликлональная Антитело К Fam20A Для Wb, Ihc-P, Elisa — Q96Mk3

Артикул: CM0027641



введение

Кроличья поликлональная антитело, нацеленная на псевдокиназу FAM20A человека, валидирована для Вестерн-блоттинга (WB), иммуногистохимии на парафиновых срезах (IHC-P) и ИФА (ELISA). Реагирует с белком человека, мыши и крысы. Идеально подходит для исследований биоминерализации и эмали зубов.

[Узнать больше](#)

Основные характеристики продукта	Детали параметров
Название продукта	FAM20A кроличья rAb
Примечания/алиасы	AI1G; AIGFS; FP2747; FAM20A
Вид	Человек
ID гена (человек)	54757
ID гена	54757
Иммуноген	Рекомбинантный слитый белок, содержащий последовательность аминокислот 140–240 человеческого FAM20A (NP_060035.2).
Источник	Кролик
Категория	Поликлональные антитела
Применение	WB, IHC-P, ELISA
Перекрестная реактивность	Человек, мышь, крыса
SWISS	Q96MK3
Молекулярная масса белка	61 кДа
Доставка	Холодильный пакет